

【技術分類】 7 - 1 - 1 歯周治療 / 診断用器材 / 歯周診断用器具

【技術名称】 7 - 1 - 1 - 1 プローブ

【技術内容】

歯周治療において、歯周ポケットの深さを測定する際に使用する器具である。

材質はステンレス鋼やチタンなど金属製が多い。中央部に滑り止め加工が施されており、握りやすい形状となっている。先端部にはスケールが刻印されており、歯周ポケットに挿入すると、歯周ポケットの深さが直ちに判るようになっている。

【図】

図 1 プローブ（超弾性合金製）



図 2 プローブ（白歯用）





図 3 プローブによる歯周ポケットの測定



【出典】

図 1： 表題：「ペリオプローブ WHO（ウルトラ）」、関連箇所：「Dental デンタルサイト>ホーム>製品情報：製品ガイド>歯周>ペリオプローブ>ペリオプローブ：ペリオプローブ WHO（ウルトラ）」、著者：株式会社 YDM、掲載場所：株式会社 YDM ホームページ、検索日：2007 年 1 月 30 日、

アドレス：<http://www.ydm.co.jp/dentists/products/periodon/09556.html>

図 2： 表題：「ペリオプローブ ライトアングル」、関連箇所：「Dental デンタルサイト>ホーム>製品情報：製品ガイド>歯周>ペリオプローブ>ペリオプローブ：ペリオプローブ ライトアングル」、著者：株式会社 YDM、掲載場所：株式会社 YDM ホームページ、検索日：2007 年 1 月 30 日、

アドレス：<http://www.ydm.co.jp/dentists/products/periodon/09562.html>

図 3： 刊行物名：「Emdogain Gel いつまでも自分の歯を大切にするために 歯周病と歯周組織再生（患者向け小冊子）」、発行年月日：2005 年 6 月、発行者：株式会社ヨシダ、生科学工業株式会社、出典箇所：3 ページ、図番号：最下段図、図面名称：「歯周ポケットの測定」