

# 全自動元素分析装置

vario EL CHNS-O分析



吸脱着システムの本格派、マイクロ分析からマクロ分析まで1台でカバー  
食品、薬品、ゴム、プラスチック、石油製品、土壌、肥料、  
河川堆積物、公害分析など

N分析のワールドリーダー

**elementar**

エレメンタール

max  
C ~ 30 mg




# 窒素・タンパク質分析装置

macro N

ミルク・大豆・米・ソーセージ・食油・飼料  
などのケルダール法に代る自動分析

- 湿式分解を必要としない完全自動分析
- 試料量は1g・2gまで採取可
- 燃焼時間と酸素供給が完全自動
- ケルダール法と相対標準偏差0.5%以内で相関あり

試料量 2g



総代理店

日本シイベルヘグナー株式会社  
テクニカルプロダクツ事業部門 分析機器部

本部 〒231 横浜市中区山下町89-1(シイベルヘグナービル) ☎045(664)8038代  
大阪 06(271)2431 / ラボ 03(3767)4510